



دکترا دکترا دکترا دکترا دکترا
دکترا دکترا دکترا / (PhD) دکترا دکترا
051 -43333491 دکترا دکترا

[CV](#)

		
	هیتر بلات	
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سازمان تحقیقات و فناوری آزمایشگاه بیوشیمی		
اطلاعات شرکت سازنده	اطلاعات دستگاه	
نام شرکت سازنده: پدیده نوزن شماره تماس دفتر مرکزی: 051-37050555	مدل: HPN-24 سال ساخت: ۱۳۹۸	
مشخصات فنی دستگاه		
هیتر پلاک نوعی حمام خشک فشرده است که دارای ارائه کنترل دقیق دما برای تکرار نتایج و همچنین دارای قابلیت نمایش صفحه دمایی میباشد و همچنین دارای قابلیت تعیین نقطه ذوب و جوش دما در آنالیز DNA و آنکشیهای آنزیمی، فرایندهای آنزیماتیک، تعیین نقطه ذوب، هیبریداسیون نوکلئیک اسید و ... میباشد	temp rang: Ambient +5~120 °c temp accuracy: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ capacity: 1.5 microtube 32 ea/0.5 microtube 32 ea material: Energy Plats and Sample Black, weight: 5 kg wattage: 350 w power: 220 vac 50/60 Hz	
اطلاعات سازمانی	قابلیت های به کار گیری	
تحویل گیرنده مسئول فنی دستگاه: دکتر هادی فاضل شماره اموال:	جهت مشاهده و کارهای تحقیقاتی بر روی میکروپ ها	



انکوباتور شیکر دار

Shaker Incubator



اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: **پارس آزما**
شماره تماس دفتر مرکزی: **۸۸۵۲۱۷۴۹-۰۲۱**

اطلاعات دستگاه

مدل: **A.R 82**
سال ساخت: **۱۳۹۸**

مشخصات فنی دستگاه

شیکر چرخشی، خطی یا الکتلی طبق درخواست مشتری، شروع کار مجدد خودکار پس از قطع برق، دارای تایمر قابل تنظیم

دقت دمای ± 0.1 درجه سانتیگراد

کنترلر دما و زمان تک حافظه ای قابل تنظیم (برای دستگاه های معمولی)

- محفظه داخلی از جنس استینلس استیل
- دارای طبقات (سینی های) متحرک
- سیستم گردش هوا، برای یکنواختی تمام زوایای داخلی محفظه
- دارای سیستم محافظ که در صورت اشکال در سیستم کنترلر، دستگاه را خاموش می کند تا آسیبی به نمونه و دستگاه وارد نگردد

اطلاعات سازمانی

تحویل گیرنده دستگاه: دکتر هادی فاضل
مسئول فنی دستگاه: خانم هانیه غنمی

قابلیت های به کار گیری

کشت باکتری ها جهت جداسازی، تشخیص و کلونینگ



هود لامینار کلاس ۲

Laminar hood class II



اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: **شرکت رادطب نوین زیست پابا**
شماره تماس دفتر مرکزی: **۰۳۱-۳۲۳۴۲۷۵۴**

اطلاعات دستگاه

مدل: **نانو راد**
سال ساخت: **۱۳۹۸**

مشخصات فنی دستگاه

دارای فیلتر ورودی ۱۲/۰ میکرون برای هوادهی داخل کابین با توان ۹۹۹/۹۹٪ که باعث عدم وجود هیچگونه میکروارگانیسم می گردد و سیستم طوری طراحی گردیده که ۷۵٪ هوای داخل کابین بازیافت و ۲۵٪ نیز پس از فیلتره شدن به محیط باز می گردد و مانع آلودگی کارکنان و محیط می گردد.

فیلتر خروجی (اگر فیلتر) ۳/۰ میکرون با توان ۹۹۷/۹۹٪ تعبیه گردیده که ورود هر گونه میکروارگانیسم را به محیط آزمایشگاه غیرممکن می سازد.

دارای لامپ روشنایی - لامپ ماورای بنفش و ساعت کارکرد دستگاه.

اطلاعات سازمانی

تحویل گیرنده و مسئول فنی دستگاه: دکتر هادی فاضل

قابلیت های به کار گیری

این هود ها برای کار بر روی مواد بیولوژیک کم خطر استفاده می شوند.