



○○○○○○ ○○○○○ ○○○○
○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ / (PhD) ○○○○○○ ○○○○○○○

[CV](#)


43352311-051: ○○○○ ○○○○○
○○○○○○○○○○○ ○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○



DA-717
ESR ANALYZER

سدیمان آنالایزر

ESR Analyzer



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان تجهیزات پزشکی
انستیتو ملی تجهیزات پزشکی

اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: نوین گستر
کشور سازنده: ایران
شماره تماس: ۰۷۱-۷۷۶۹۵۲۷۰

اطلاعات دستگاه

DA-717

مدل:

مشخصات فنی دستگاه

مقدار رسوب گلولوهای قرمز توسط تعادل بین فاکتورهای پیش رسوب که مهمترین آنها فیبرینوژن است یا شارژ منفی اورتروسیست ها (بتاسیل زتا) ایجاد می شود. در حالی که انجام این تست توسط روش دستی دارای محدودیت هایی است که تغییرات دما یکی از مهمترین محدودیت ها است. مطابق با استاندارد های Westergren تست ESR یا یستی در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و با زاویه قائم قرائت شود و نتیجه آن با واحد mm/h گزارش می گردد.

قابلیت های به کار گیری

- ✓ دارای ۳۰ کانال مجزا
- ✓ بارگذاری به صورت Random Access
- ✓ انجام ۶۰ تست در ساعت
- ✓ اندازه گیری سدیمان یک ساعته در ۳۰ دقیقه
- ✓ محاسبه نتایج بر اساس روش Westergren
- ✓ قابلیت اتصال به پرینتر ترمال و سوزنی
- ✓ قابلیت اتصال به بارکد ریدر
- ✓ قابلیت اتصال به کامپیوتر و ذخیره اطلاعات
- ✓ امکان کالیبراسیون مطابق با نمونه دستی

اطلاعات سازمانی

تحويل گیرنده و مسئول فنی دستگاه:
دکتر احمد قاسمی متخصص بیوشیمی بالینی
شماره اموال: ۳۸۹

قابلیت های به کار گیری

در تعیین سرعت رسوب گلولوهای قرمز خون استفاده می شود. تست ESR یک تست غیر اختصاصی است چون فقط وجود یا غیاب فعالیت التهاب را در بدن را ثابت می کند.



س:

نانتراها ، دستگاه
ای اندازه گیری
نگاه های پزشکی

گزارش سریع و
اصلی خون است

می بالینی

